

Tabelle 2. Modifikationen nach Anwendung ISO-C-3D.

Diagnosen (Anzahl)	Anzahl Modifikationen nach Anwendung ISO-C-3D			Art der Versorgung Modifikationen nach Anwendung ISO-C-3D
	gesamt	Implan- position	Reposi- tion/ Korrektur	
Fracturen (n=50)				
Pilon (11)	4/11	2/11	3/11	Alle Fälle mit offener Reposition und interner Fixation Fall 1: Intraartikuläre Schraube in OSG korrigiert Fall 2: Intraartikuläre Schraube und Gelenkstufe in OSG korrigiert Fall 3: 4: Gelenkstufe in OSG korrigiert
Weber C (7)	3/7	2/7	2/7	Alle Fälle mit offener Reposition und interner Fixation Fall 1: Reposition distale Fibula korrigiert Fall 2: Stellschraube korrigiert Fall 3: Reposition distale Fibula und Stellschraube korrigiert
Dorsal es Volkman (1)	1/1	-	1/1	Geschlossene Reposition und Schraubenosteosynthese Gelenkflächenlücke korrigiert
Talus (3)	1/3	1/3	-	Alle Fälle mit offener Reposition und interner Fixation Intraartikuläre Schraube in OSG korrigiert
Kalcaneus (20)	7/20	5/20	3/20	Alle Fälle mit offener Reposition und interner Fixation Fäll 1, 2, 3: Intraartikuläre Schraube in posteriorer Gelenkfacette korrigiert Fall 4: Intraartikuläre Schraube in Kalkanekubiodgelenk korrigiert Fäll 5, 6: Stufe in in posteriorer Gelenkfacette korrigiert Fall 7: Intraartikuläre Schraube und Stufe in in posteriorer Gelenkfacette korrigiert
Navikulare (1)	1/1	1/1	-	Geschlossene Reposition und Schraubenosteosynthese Intraartikuläre Schraube in Talonavikulargelenk korrigiert
Kuboid (1)	-	-	-	
Lisfanc- Luxations- fraktur (6)	2/6	1/6	1/6	Alle Fälle mit offener Reposition und interner Fixation Fall 1: Intraartikuläre Schraube korrigiert Fall 2: Reposition Metatarsale 3 korrigiert
(Korrektur-)arthrodesen (n=12)				
Arthrodes Subtalar- gelenk (2)	1/2	1/2	-	Arthrodesese Subtalgelenk Intraartikuläre Schraube in OSG korrigiert
Arthrose und Deformität Subtalar- gelenk (10)	4/10	3/10	2/10	Korrekturarthrodesese Subtalgelenk Fall 1: Intraartikuläre Schraube in OSG korrigiert Fall 2: Intraartikuläre Schraube in Tarsometatarsale-4- Gelenk korrigiert Fall 3: Rückfußvarus korrigiert Fall 4: Intraartikuläre Schraube in Tarsometatarsale-4- Gelenk und Rückfußvarus korrigiert
Gesamt (62)	24/62 (39%)	16/62 (26%)	12/62 (19%)	